



# Grupo **PolYanguas**

**Productos ELÁSTICOS y de  
NEOPRENO para mejorar  
su rendimiento físico**

- **TRONCO Y CUELLO**
- **MIEMBRO SUPERIOR**
- **MIEMBRO INFERIOR**
- **PIE**

[www.polyanguas.net](http://www.polyanguas.net)

## ÍNDICE

### TRONCO Y CUELLO

Faja de sujeción lumbar, reforzada. ....	3
Faja de sujeción lumbo - abdominal. ....	3
Faja de neopreno. ....	3
Faja abdominal para ostomizados con orificio. ....	4
Faja sacrolumbar. ....	4
Faja dos bandas costal caballero. ....	4
Faja dos bandas costal señora. ....	5
Faja tres bandas / Faja cuatro bandas. ....	5
Faja sacrolumbar semirrígida alta. ....	5
Módulo sacrolumbar en termoplástico "evotec forte". ....	6
Faja sacrolumbar alta semirrígida y cierre velcro. ....	6
Faja dorsolumbar semirrígida y cierre velcro. ....	6
Faja sacrolumbar abdomen péndulo, semirrígida y cierre velcro. ....	7
Banda elástica abdominal. ....	7
Ortesis estabilizadora para aliviar la columna lumbar. ....	7
Espaldera en ocho. ....	8
Espaldera transpirable. ....	8
Body para el tratamiento de la osteoporosis. ....	8
Braguero reforzado con cierre velcro. ....	9
Banda abdominal de neopreno. ....	9
Pantalón de neopreno alto. ....	9

### MIEMBRO SUPERIOR

Inmovilizador de clavícula. ....	10
Cabestrillo inmovilizador de hombro. ....	10
Cabestrillo transpirable. ....	10
Vendaje activo para un tratamiento funcional temprano de la articulación del hombro. ....	11
SopORTE de hombro unilateral. ....	11
Muñequera elástica abierta larga con férula. ....	11
Muñequera inmovilizadora bilateral. ....	12
Muñequera elástica de pulgar abierta corta con férula. ....	12
Muñequera elástica abierta larga con férula palmar y pulgar. ....	12
Muñequera semirrígida inmovilizadora corta con férula de pulgar. ....	13
Muñequera neopreno ajustable. ....	13
Muñequera vendaje neopreno. ....	13
Muñequera vendaje neopreno con pulgar. ....	14
Vendaje activo para estabilizar la muñeca. ....	14
Strapping de muñeca. ....	14
Férula de pulgar en termoplástico. ....	15
Brazalete epicondilitis transpirable. ....	15
Brazalete de epicondilitis. ....	15
Brazalete de epicondilitis. ....	16
Codera epicondilitis de neopreno. ....	16
Vendaje activo para una comprensión precisa del codo. ....	16
Codera elástica. ....	17

### MIEMBRO INFERIOR

Rodillera con guía rotuliana protectora abierta. ....	17
Rodillera rótula cerrada con estabilizadores laterales. ....	18
Rodillera con guía rotuliana protectora cerrada. ....	18
Rodillera con vendaje activo para aliviar y estabilizar la articulación de la rodilla. ....	18
Rodillera multifuncional para estabilizar la articulación de la rodilla. ....	19
Tablilla de inmovilización para la rodilla. ....	19
Rodillera corta con refuerzos laterales flexibles. ....	19
Rodillera abierta con articulaciones policéntricas. ....	20
Rodillera articulada drytex. ....	20
Strapping rodilla. ....	20
Rodillera de neopreno. ....	21
Rodillera de neopreno con rótula abierta. ....	21
Rodillera de neopreno con rótula abierta y estabilizadores laterales. ....	21
Rodillera elástica con flejes. ....	22
Rodillera de neopreno con rótula abierta, estabilizadores laterales y cinchas de sujeción. ....	22
Rodillera de neopreno ligamentos cruzados. ....	22
Cincha infrapatelar de neopreno. ....	23
Rodillera envolvente con flejes medio - laterales. ....	23
Rodillera flexo - extensión corta. ....	23
Ortesis inmovilizadora de rodilla de tres paneles a 0°. ....	24
Rodillera telescópica. ....	24
Ortesis de rodilla con bloqueo. ....	24
Ortesis de rodilla activity. ....	25
Muslera de neopreno. ....	25
Pantorrillera de neopreno. ....	26
Vendaje activo para estabilizar los músculos de la articulación del tobillo. ....	26
Ortesis para estabilizar la articulación del tobillo. ....	26
Ortesis de tobillo. ....	27
Ortesis para inmovilizar parcialmente la articulación del tobillo. ....	27
Ortesis de tobillo con bolsas de gel. ....	27
Tobillera de neopreno con vendaje cruzado. ....	28
Tobillera elástica. ....	28
Tobillera estabilizadora de neopreno con placas de termoplástico. ....	28
Walker control - ortesis de tobillo articulada. ....	29
Strapping tobillo. ....	29

### PIE

Ortesis estabilizadora para corregir el dedo gordo del pie. ....	30
Corrector nocturno hallux-valgus. ....	30
Plantillas viscoelásticas para reducir huellas de presión. ....	30
Talonera de silicona para espolón, descarga central. ....	31
Talonera de silicona para espolón, descarga lateral. ....	31
Talonera de silicona forrada en 2 densidades con descarga. ....	31
Plantilla de silicona larga completa forrada. ....	32
Plantilla extrafina forrada. ....	32
Separador de carrete en gel. ....	32
Separador media luna en gel. ....	33
Tubo en gel recubierto con tejido. ....	33
Ratoncito en gel puro. ....	33
Protector de antepie en gel con tejido. ....	34
Mini-bandas plantares. ....	34
Protector de pie completo en gel con tejido. Pinky. ....	34
Calcetín pro-sport. ....	35
Calcetín recu-sport. ....	35

**TRONCO Y CUELLO**



**FAJA DE SUJECIÓN LUMBAR, REFORZADA**

Tejido elástico fuerte.


Indicaciones: Lumbalgias crónicas. Riesgos de lumbalgias (prevención).  
Actividad con riesgos.

Altura: 26 cm

Color: • Gris

Tallas	0	1	2	3	4
Perímetro en cm por trocánter	60-70	71-86	87-102	103-121	122-140

<b>Ref. PolYanguas</b>
PY00002



**FAJA DE SUJECIÓN LUMBO - ABDOMINAL**

Tejido elástico aireado Combitec®.

Indicaciones: Lumbalgias agudas. Lumbalgias crónicas. Artrosis lumbar.

Altura: 26 cm

Colores: • Blanco • Beige

Tallas	1	2	3	4	5	6
Perímetro en cm por trocánter	52-62	63-74	75-89	90-105	106-120	121-140

<b>Ref. PolYanguas</b>
PY00001



**FAJA DE NEOPRENO**

Faja confeccionada en neopreno de 5 mm.

Indicaciones: Patologías lumbares inespecíficas y prevención de lesiones de espalda.

Altura: Delantera: 16 cm. Trasera: 28 cm.

Colores: • Azul

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4
Perímetro en cm por trocánter	75-85	85-95	95-110	110-125

<b>Ref. PolYanguas</b>
PY00415

## TRONCO Y CUELLO



### FAJA ABDOMINAL PARA OSTOMIZADOS CON ORIFICIO

Tejido elástico asociado a una pieza rígida e indismallable para una mayor contención de la zona del estoma.

Indicaciones: Post-operatorio en colostomías e ileostomías.

Color: • Beige

Ref. PolYanguas	Altura / Ø Estoma
PY00149	24 cm x 50 mm
PY00506	24 cm x 75 mm
PY00507	24 cm x 90 mm
PY00508	16 cm x 50 mm
PY00509	16 cm x 75 mm
PY00510	16 cm x 90 mm

Orificio situado a 4 cm del borde inferior.

Incluye: Banda para tapar bolsa, placa de refuerzo.



### FAJA SACROLUMBAR

Material transpirable multibanda. Incorpora una placa lumbar de foam para dar calor en dicha zona, la cual puede retirarse cuando no se precise.

Indicaciones: Lumbago. Lumbociática. Procesos degenerativos. Atonía y debilidad muscular. Tratamientos pre y post-quirúrgicos.

Colores: • Beige

Tallas	XXS/1	XS/2	S/3	M/4	L/5	XL/6	XXL/7
Perímetro en cm por trocánter	63-75	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-123

Altura delantera: 16 cm

Altura trasera: 26 cm

Ref. PolYanguas

PY00173



### FAJA DOS BANDAS COSTAL CABALLERO

Banda elástica fabricada en tejido continuo con cierre velcro.

Indicaciones: Síndromes costales. Post-cirugía torácica.

Color: • Blanco

Para caballero existen 3 tallas.

Tallas	S/1	M/2	L/3
Perímetro en cm bajo pecho	70-90	90-110	110-130

Ref. PolYanguas

PY00402

Amplia gama de productos y medidas. Consulte en web o con nuestros especialistas

## TRONCO Y CUELLO



### FAJA DOS BANDAS COSTAL SEÑORA

Banda elástica fabricada en tejido continuo con cierre velcro.

Indicaciones: Síndromes costales. Post-cirugía torácica.

Color: • Blanco

Talla única.

Ref. PolYanguas

PY00403



### FAJA TRES BANDAS / FAJA CUATRO BANDAS

Confeccionada en tejido continuo con cierre velcro.

Indicaciones: Contención pequeñas y medianas eventraciones. Faja de contención post-quirúrgica y post-parto.

Color: • Blanco

Altura 3 bandas: 24 cm

Altura 4 bandas: 32 cm

Tallas	S/1	M/2	L/3
Perímetro en cm por abdomen	70-90	90-110	110-130

Ref. PolYanguas

3 bandas - PY00404

4 bandas - PY00552



### FAJA SACROLUMBAR SEMIRRÍGIDA ALTA

Material elástico muy consistente que aporta un 50% más de compresión.

Indicaciones: Lumbago. Lumbociática. Procesos degenerativos. Atonía y debilidad muscular. Tratamientos pre y post-quirúrgicos. Hernia discal. Espondiloartrosis. Espondilolisis. Fuerte sujeción sacrolumbar, perfecta adaptación anatómica, comodidad de uso y tacto suave en contacto con la piel.

Colores: • Gris • Beige • Negro


Tallas	XXS/1	XS/2	S/3	M/4	L/5	XL/6	XXL/7
Perímetro en cm por trocánter	63-75	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-123

Altura delantera: 18 cm. Altura trasera: 30 cm

Ref. PolYanguas

PY00157

## TRONCO Y CUELLO



### MÓDULO SACROLUMBAR EN TERMOPLÁSTICO "EVOTEC FORTE"

Fabricado en polietileno de baja densidad. Ajustable a la referencia PY00157.

Indicaciones: Degeneraciones discales. Espondiloartrosis lumbar. Osteoporosis. Aplastamientos. En aquellos casos en los que queramos disminuir la carga y la movilidad del raquis lumbar.

Modelos: 30 cm altura

Colores: • Azul

Tallas módulos	1	2	3	4
Tallas fajas	1-2	3	4-5	6-7
Intervalos	63-83	83-91	91-107	107-123

"Equivalencia para saber qué módulo se debe ajustar a la ref: PY00157"

Ref. PolYanguas

PY00159



### FAJA SACROLUMBAR ALTA SEMIRRÍGIDA Y CIERRE VELCRO

Tejido semielástico.

Indicaciones: Lumbalgias. Procesos degenerativos. Debilidad y atonía muscular. Hernias discales. Post-operatorio.

Color: • Beige

Tallas	S/1	M/2	L/3	XL/4	XXL/5
Perímetro en cm por trocánter	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135

Ref. PolYanguas

PY00160

Altura delantera: 25 cm

Altura trasera: 32 cm



### FAJA DORSOLUMBAR SEMIRRÍGIDA Y CIERRE VELCRO

Tejido semielástico.

Indicaciones: Dorsalgias. Procesos degenerativos. Debilidad y atonía muscular. Hernias discales. Post-operatorio.

Color: • Beige

Tallas	S/1	M/2	L/3	XL/4	XXL/5
Perímetro en cm por trocánter	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135

Altura delantera: 23 cm

Altura trasera: 51 cm

Ref. PolYanguas

PY00161

**TRONCO Y CUELLO**



**FAJA SACROLUMBAR ABDOMEN PÉNDULO, SEMIRRÍGIDA Y CIERRE VELCRO**

Tejido semielástico.

Indicaciones: Lumbalgias. Procesos degenerativos. Debilidad y atonía muscular. Hernias discales. Post-operatorio. Abdómenes prominentes.

Color: • Beige

Tallas	S/1	M/2	L/3	XL/4	XXL/5
Perímetro en cm por abdomen	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135

Altura delantera: 30 cm  
Altura trasera: 32 cm

Ref. PolYanguas

PY00162



**BANDA ELÁSTICA ABDOMINAL**

Tejido elástico multibanda transpirable.

Indicaciones: Contención de pequeñas y medianas eventraciones. Faja de contención post-quirúrgica y post-parto.


Color: • Beige

Tallas	XXS/1	XS/2	S/3	M/4	L/5	XL/6
Perímetro en cm por abdomen	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-125

Altura delantera: 24 cm  
Altura trasera: 24 cm

Ref. PolYanguas

PY00144



**ORTESIS ESTABILIZADORA PARA ALIVIAR LA COLUMNA LUMBAR**

Tejido de punto elástico y transpirable.

Indicaciones: Lumbalgias. Síndrome facetario. Irritaciones de la articulación iliosacra. Alteraciones degenerativas de la columna vertebral. Insuficiencia muscular (p.e. en el caso de osteoporosis).

Tallas	1	2	3	4	5	6
Perímetro en cm por abdomen	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130

Ref. PolYanguas

PY00118

## TRONCO Y CUELLO



### ESPALDERA EN OCHO

Tejido elástico algodónado.

Indicaciones: Dorsalgias. Corrección de posiciones incorrectas y vicios posturales.

Color: • Beige

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Perímetro en cm	75-85	80-92	85-97	92-104	98-110	104-120

Punto de medición bajo el pecho

Ref. PolYanguas  
PY00152



### ESPALDERA TRANSPIRABLE

Tejido elástico multibanda transpirable.

Indicaciones: Dorsalgias. Corrección de posiciones incorrectas y vicios posturales.

Color: • Beige

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Perímetro en cm	75-85	80-92	85-97	92-104	98-110	104-120

Punto de medición bajo el pecho

Ref. PolYanguas  
PY00156



### BODY PARA EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS

Indicaciones: Osteoporosis. Procesos degenerativos. Insuficiencia ligamentosa. Artritis.

Modelo a medida: Se pueden modificar medidas y pedir con placa termo-moldeable o con ballenas.

Color: • Beige

Tallas	85	90	95	100	105	110	115	120
Perímetro cadera cm	81-85	86-90	91-95	96-100	101-105	106-110	111-115	116-120

Ref. PolYanguas  
PY00145

## TRONCO Y CUELLO



### BRAGUERO REFORZADO CON CIERRE VELCRO

Cinturón elástico con cierre velcro y almohadillas anatómicas.

Indicaciones: Hernias inguinales reducibles laterales (derecha o izquierda) y bilaterales (derecha e izquierda).

Modelos: Bilateral, Derecho e Izquierdo.

Color: • Beige

Tallas	7	8	9	10	11	12
Perímetro cadera cm	70-78	78-86	86-94	94-102	102-110	110-120

**Ref. PolYanguas**

Izdo. Dcho. - PY00170

Bilateral - PY00553



### BANDA ABDOMINAL DE NEOPRENO

Faja de neopreno para ligera sujeción lumboabdominal. Sin refuerzos.

Indicaciones: Síntomas lumbares, ligeras lumbalgias. Personas que necesiten una suave contención.

Altura: 24 cm.

Color: • Azul

Talla	Universal
-------	-----------

**Ref. PolYanguas**

PY00414



### PANTALÓN DE NEOPRENO ALTO

Confeccionado en neopreno de 2 mm.

Indicaciones: Previene lesiones deportivas en personas con debilidad en la musculatura lumbar. Sobrecargas. Problemas inguinales.

Color: • Azul

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4
Perímetro en cm de cintura	75-85	85-95	95-110	110-125

**Ref. PolYanguas**

PY00451

## MIEMBRO SUPERIOR



### INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA

Confeccionado por dos bandas acolchadas con cinta de velcro.

Indicaciones: Recuerdos anatómicos. Estabilización después de lesión o cirugía.

Color: • Blanco

Tallas	1	2
--------	---	---

Ref. PolYanguas
PY00171



### CABESTRILLO INMOVILIZADOR DE HOMBRO

Fabricado en velour con rizo de algodón interno en forma de bolsa para el antebrazo y cierre velcro.

Indicaciones: Subluxaciones del hombro. Lesiones leves del hombro.

Color: • Beige

Talla	Universal
-------	-----------

Ref. PolYanguas
PY00146



### CABESTRILLO TRANSPIRABLE

Tejido transpirable de panal en forma de bolsa para codo y antebrazo.

Indicaciones: Subluxaciones de la articulación escapulohumeral. Cuando nos interese descargar la articulación del hombro.

Color: • Azul

Tallas	S/1	M/2	L/3
Longitud de antebrazo cm	<30	36	>42

Posibilidad de incorporar cincha inmovilizadora de hombro

Ref. PolYanguas
PY00148

**MIEMBRO SUPERIOR**



**VENDAJE ACTIVO PARA UN TRATAMIENTO FUNCIONAL TEMPRANO DE LA ARTICULACIÓN DEL HOMBRO**

Tejido de punto de forma anatómica.

Indicaciones: Dolor de hombro (post-traumático / post-operatorio). Omartrosis.

Tallas	0	1	2	3	4	5	6
Perímetro bíceps en cm	20-22	22-24	24-26	26-29	29-32	32-36	36-40

**Ref. PolYanguas**  
PY00061



**SOPORTE DE HOMBRO UNILATERAL**


Neopreno en 3 mm.

Indicaciones: Subluxaciones de la articulación escapulo humeral. Ligeras inestabilidades. Procesos dolorosos de larga duración.

Modelos: Derecha / Izquierda.

Colores: • Azul

Tallas	S/2	M/3	L/4
Perímetro en cm A	32-40	40-48	48-56
Perímetro en cm B	20-25	25-30	30-35



Tallas válidas para ambas referencias

**Ref. PolYanguas**  
PY00133



**MUÑEQUERA ELÁSTICA ABIERTA LARGA CON FÉRULA**

Férula de material elástico suave, ajustable con velcro y cincha de velcro elástica en la muñeca.

Indicaciones: Inmovilización de la muñeca. Secuelas dolorosas e inflamatorias. Inestabilidad. Rehabilitación.

Modelos: Derecha / Izquierda.

Colores: • Beige

Tallas	S/1	M/2	L/3	XL/4
Perímetro de muñeca en cm	12-15	15-17	17-19	19-21

Largo: 22 cm

**Ref. PolYanguas**  
PY00187

## MIEMBRO SUPERIOR



### MUÑEQUERA INMOVILIZADORA BILATERAL

Férula de material elástico suave, ajustable con velcro y cincha de velcro en la muñeca. Bilateral.

Indicaciones: Inmovilización de la muñeca.

Modelo: Bilateral

Color: • Beige

Tallas	S	M	L
Perímetro de muñeca en cm	13-15	16-18	19-21

Ref. PolYanguas  
PY00370



### MUÑEQUERA ELÁSTICA DE PULGAR ABIERTA CORTA CON FÉRULA

Férula de pulgar extraíble y moldeable, de tejido elástico suave y cierre velcro.

Indicaciones: Inmovilización y protección de las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica.

Modelos: Derecha / Izquierda.

Colores: • Beige

Tallas	S/1	M/2	L/3	XL/4
Perímetro de muñeca en cm	12-15	15-17	17-19	19-21

Largo: 13 cm

Ref. PolYanguas  
PY00554



### MUÑEQUERA ELÁSTICA ABIERTA LARGA CON FÉRULA PALMAR Y PULGAR

Férula larga con soporte de pulgar, material elástico y suave, pletina extraíble y moldeable.

Indicaciones: Inmovilización y protección de las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica.

Modelos: Derecha / Izquierda.

Colores: • Beige

Tallas	S/1	M/2	L/3	XL/4
Perímetro de muñeca en cm	12-15	15-17	17-19	19-21

Largo: 20 cm

Ref. PolYanguas  
PY00174

**MIEMBRO SUPERIOR**



**MUÑEQUERA SEMIRRÍGIDA INMOVILIZADORA CORTA CON FÉRULA DE PULGAR**

Tejido semirrígido acolchado e impermeable, rizo interno de algodón con férula abductora de pulgar de aluminio moldeable.

Indicaciones: Inmovilización funcional del pulgar. Secuelas dolorosas por inflamación en artrosis y artritis. Tratamiento conservador después de cirugía o lesiones.

Modelos: Derecha / Izquierda.

Color: • Azul

Tallas	S/1	M/2	L/3	XL/4
Perímetro de muñeca en cm	12-15	15-17	17-19	19-21

Largo: 13 cm

**Ref. PolYanguas**

PY00180



**MUÑEQUERA NEOPRENO AJUSTABLE**

Confeccionada en neopreno de 3 mm con cierre velcro.

Indicaciones: Prevención de lesiones de muñeca.

Colores: • Azul

Talla	Universal
-------	-----------

**Ref. PolYanguas**

PY00129



**MUÑEQUERA VENDAJE NEOPRENO**

Confeccionada en neopreno de 2 mm con cierre velcro. Permite utilización en mano derecha e izquierda.

Indicaciones: Inestabilidades leves. Prevención en deporte. Prevención laboral cuando se realicen movimientos repetitivos de la muñeca.

Colores: • Azul

Talla	Universal
-------	-----------

**Ref. PolYanguas**

PY00130

## MIEMBRO SUPERIOR



### MUÑEQUERA VENDAJE NEOPRENO CON PULGAR

Confeccionada en neopreno de 2 mm con cierre velcro. Incluye dedil. Permite utilización en mano derecha e izquierda.

Indicaciones: Inestabilidades leves. Prevención en deporte. Prevención laboral cuando se realicen movimientos repetitivos de la muñeca.

Colores: • Azul

Talla	Universal
-------	-----------

Ref. PoYanguas
PY00131



### VENDAJE ACTIVO PARA ESTABILIZAR LA MUÑECA

Vendaje de punto de forma anatómica de banda doble.

Indicaciones: Artralgias (degenerativas, reumáticas, reactivas). Tendovaginitis. Sensación de inestabilidad (p.e. en el caso del cúbito elástico). Post-traumático.

Modelos: Derecha e Izquierda.

Colores: • Natural • Negro • Titanio

Tallas	1	2	3	4	5	6
Perímetro de muñeca en cm	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20

Ref. PoYanguas
PY00563

### STRAPPING DE MUÑECA

Sujeción de la articulación de la muñeca sin molestar el movimiento de los dedos.

Indicaciones: Tratamiento de esguinces de ligamentos laterales. Contención en caso de una ligera laxitud crónica. Protección y prevención de reincidencias en esguinces.

Modelos: Bilateral.

Talla	Universal
-------	-----------

Ref. PoYanguas
PY00398



**MIEMBRO SUPERIOR**



**FÉRULA DE PULGAR EN TERMOPLÁSTICO**

Termoplástico, forrado de plastazote y cierre con cincha de velcro a nivel de muñeca.

Indicaciones: Evita las desviaciones en las deformidades reumáticas. En postoperatorio. En rizartrosis del pulgar (por inmovilización de la articulación trapezometacarpiana).

Modelos: Derecha e izquierda.

Colores: • Beige

Tallas	S/1	M/2	L/3
Perímetro de muñeca en cm	<17	17-19	>19

**Ref. PolYanguas**

PY00166



**BRAZALETE EPICONDILITIS TRANSPIRABLE**

Banda confeccionada en material almohadillado y con banda semielástica para una adaptación personalizada.

Indicaciones: Prevención de lesiones deportivas y laborales. Epicondilitis (codo de tenista). Epitrocleitis (codo de golfista).

Colores: • Azul

Talla	Universal
-------	-----------

**Ref. PolYanguas**

PY00153



**BRAZALETE EPICONDILITIS**

Cinta de regulación elástica. Con almohadilla giratoria que permite llevar la ortesis en el brazo derecho o izquierdo.

Indicaciones: Epicondilitis (codo de tenista). Epitrocleitis (codo de golfista).

Colores: • Titanio

Talla	Universal
-------	-----------

**Ref. PolYanguas**

PY00060

## MIEMBRO SUPERIOR



### BRAZALETE EPICONDILITIS

Fácilmente regulable mediante cincha de cierre y banda elástica.

Indicaciones: Prevención de lesiones deportivas y laborales. Epicondilitis, Epitrocleitis.

Colores: • Gris • Verde

Talla	Universal
-------	-----------

Ref. PolYanguas

PY00401



### CODERA EPICONDILITIS DE NEOPRENO

Confeccionada en neopreno de 3 mm con cinta de velcro que hace presión a nivel del epicóndilo y tiene dos almohadillas intercambiables.

Indicaciones: Epicondilitis (codo de tenista). Epitrocleitis (codo de golfista).

Colores: • Azul

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5
Perímetro por centro de codo en cm	21-24	24-26	26-29	29-32	32-35

Longitud: 23 cm

Ref. PolYanguas

PY00125



### VENDAJE ACTIVO PARA UNA COMPRESIÓN PRECISA DEL CODO

Confeccionado en un tejido de punto de forma anatómica.

Indicaciones: Epicondilopatías (codo de tenista y codo de golfista). Artrosis y artritis. Estados de irritación post-operatorios y post-traumáticos. Tendomiopatía.

Colores: • Titanio

Tallas	0	1	2	3	4	5	6
Perímetro por centro de codo en cm	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31

Longitud: 12 cm

Ref. PolYanguas

PY00062

**MIEMBRO SUPERIOR**



**CODERA ELÁSTICA**

Línea elástica transpirable confeccionada en tejido elástico muy resistente y suave. Este tejido ofrece una compresión y una flexibilidad en 4 sentidos, lo que da a la ortesis una mejor adaptación.

Indicaciones: Epicondilitis y epitrocleitis, tendinitis, soporte, apoyo y prevención en prácticas deportivas y laborales, ligeras contusiones, traumatismos e inestabilidades leves. Procesos inflamatorios.

Colores: • Beige

Tallas	S/2	M/3	L/4
Perímetro por centro de codo en cm	22-26	26-30	30-34

Ref. PolYanguas
PY00391

**MIEMBRO INFERIOR**



**RODILLERA CON GUÍA ROTULIANA PROTECTORA ABIERTA**

Tejido elástico. Insertos en "Y". Ballenas laterales flexibles. Forro de algodón en el interior.

Indicaciones: Síndromes rotulianos. Gonartrosis. Tendinitis patelar. Enfermedad de Osgood – Schlatter.

Modelo: Apertura rotuliana.

Color: • Blanco

Tallas	1	2	3	4	5	6
Zona A cm	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56
Zona B cm	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46

Altura: 33 cm

Ref. PolYanguas
PY00004



## MIEMBRO INFERIOR



### RODILLERA RÓTULA CERRADA CON ESTABILIZADORES LATERALES

Tejido elástico de punto transpirable. Incorpora almohadillas visco – elásticas en forma de anillo que dirigen el control de la rótula. Estabilizadores laterales para evitar que la ortesis se enrolle y obtener un mejor rendimiento.

Indicaciones: Estados de irritación (tendomiopatía, ligamentosis en primera fase, ligera artrosis, artritis post-traumática y post-operatoria). Sensación de inestabilidad (rotuliana y/o medio lateral).

Colores: • Beige

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6	XXXL/7
Perímetro A cm	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56	56-59
Perímetro B cm	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-49

Altura: 34 cm

Perímetro A: contorno a mitad de muslo

Perímetro B: contorno a mitad de pantorrilla

Ref. PolYanguas

PY00138



### RODILLERA CON GUÍA ROTULIANA PROTECTORA CERRADA

Tejido elástico. Insertos en "Y". Ballenas laterales flexibles. Forro de algodón en el interior.

Indicaciones: Síndromes rotulianos. Gonartrosis. Tendinitis patelar. Enfermedad de Osgood – Schlatter.

Modelo: Sin apertura rotuliana.

Color: • Negro

Tallas	1	2	3	4	5	6
Zona A cm	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56
Zona B cm	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46

Altura: 33 cm

Ref. PolYanguas

PY00005



### RODILLERA CON VENDAJE ACTIVO PARA ALIVIAR Y ESTABILIZAR LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA

Bordes de compresión reducida que disminuyen de forma gradual la presión en los extremos. Con almohadilla viscoelástica en forma de anillo para la colocación correcta.


Indicaciones: Estados de irritación (tendomiopatía, ligamentosis en primera fase, artrosis, artritis post-traumática y post-operatoria). Sensación de inestabilidad.

Colores: • Natural • Negro • Titanio

Tallas	0	1	2	3	4	5	6
Perímetro abajo cm	25-28	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46
Perímetro arriba cm	35-38	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56

Ref. PolYanguas

PY00053



**MIEMBRO INFERIOR**



**RODILLERA MULTIFUNCIONAL PARA ESTABILIZAR LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA**

Tejido de punto transpirable de forma anatómica. Cuatro cinturones de velcro inelásticos producen un efecto de conexión circular estable. Flejes articulares laterales de aluminio.

Indicaciones: Rotura del ligamento cruzado anterior hasta "Triada". Terapia conservadora funcional de lesiones de los ligamentos laterales. Tratamiento de la articulación de la rodilla inestable. Limitar temporalmente la movilidad de la articulación de la rodilla (después de suturar o sustituir el menisco).

Modelos: Derecho e Izquierdo.

Colores: • Negro • Titanio

Tallas	1	2	3	4	5	6
Perímetro centro cm	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47
Perímetro abajo cm	28-32	31-35	34-38	36-40	39-43	42-46
Perímetro arriba cm	38-42	41-45	44-49	48-53	51-57	54-60



**Ref. PolYanguas**  
PY00054



**TABLILLA DE INMOVILIZACIÓN PARA LA RODILLA**

Sujeción mediante 4 ballenas moldeables y adaptación gracias a tres paneles móviles.

Indicaciones: Sostén pre y postoperatorio. Esguinces moderados o graves. Luxación de rótula. Desinserción del músculo.

Tallas	1	2	3	4
Altura pliegue de la ingle-suelo cm	50-60	60-70	70-80	>80

**Ref. PolYanguas**  
PY00083



**RODILLERA CORTA CON REFUERZOS LATERALES FLEXIBLES**

Textil en material tricapa transpirable de lycra, espuma de poliuretano y algodón con rótula abierta, almohadilla rotuliana de silicona y estabilizadores laterales, cinchas de ajuste superior e inferior.

Indicaciones: Dolor articular. Artrosis y artritis. Lesiones leves. Ligeras contusiones e inestabilidades mediolaterales.

Colores: • Negro

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Perímetro en cm por centro de rótula	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Altura 28 cm

**Ref. PolYanguas**  
PY00555

## MIEMBRO INFERIOR



### RODILLERA ABIERTA CON ARTICULACIONES POLICÉNTRICAS

Rodillera textil en material tricapa transpirable de lycra, espuma de poliuretano y algodón.

Indicaciones: Dolor articular. Artrosis y artritis. Tendinitis. Ligeras inestabilidades mediolaterales congénitas o adquiridas.

Colores: • Negro

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Perímetro en cm por centro de rótula	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Ref. PolYanguas

PY00136



### RODILLERA ARTICULADA DRYTEX

Este material brinda compresión y soporte y sin embargo es transpirable.

Indicaciones: Para controlar inestabilidades medio laterales. Alternativa al neopreno ya que evita las alergias o sensibilidades al neopreno o que vivan en climas cálidos.

Colores: • Negro

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Perímetro en cm por centro de rótula	33-39	39-47	47-53	53-60	60-67	67-75

Ref. PolYanguas

PY00287



### STRAPPING DE RODILLA

Sujeción de la articulación de la rodilla.

Indicaciones: Tratamiento de esguinces de ligamentos laterales. Contención en caso de una ligera laxitud crónica. Protección y prevención de reincidencias en esguinces.

Modelos: Bilateral.

Talla	Universal
-------	-----------

Ref. PolYanguas

PY00285

**MIEMBRO INFERIOR**



**RODILLERA DE NEOPRENO**

De neopreno de 5 mm con rótula cerrada.

Indicaciones: Ligeras contusiones. Artrosis y artritis. Tratamientos post-quirúrgicos. Rehabilitación.

Color: • Azul

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Perímetro en cm por centro de rótula	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Altura 27 cm

<b>Ref. PolYanguas</b>
PY00119



**RODILLERA DE NEOPRENO CON RÓTULA ABIERTA**

De neopreno de 5 mm con rótula abierta.

Indicaciones: Ligeras contusiones. Artrosis y artritis. Tratamientos post-quirúrgicos. Rehabilitación. Cualquier patología de rodilla en que sea necesario centrar o descargar la rótula.

Color: • Azul

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Perímetro en cm por centro de rótula	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Altura 27 cm

<b>Ref. PolYanguas</b>
PY00120



**RODILLERA DE NEOPRENO CON RÓTULA ABIERTA Y ESTABILIZADORES LATERALES**

De neopreno de 5 mm con rótula abierta y ballenas espirales de refuerzo para estabilización lateral. Con almohadilla patelar intercambiable.

Indicaciones: Ligeras contusiones. Artrosis y artritis. Tratamientos post-quirúrgicos. Rehabilitación. Cualquier patología de rodilla en que sea necesario centrar o descargar la rótula.

Color: • Azul

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Perímetro en cm por centro de rótula	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Altura 27 cm

<b>Ref. PolYanguas</b>
PY00121

## MIEMBRO INFERIOR



### RODILLERA ELÁSTICA CON FLEJES

Línea elástica transpirable confeccionada en tejido elástico muy resistente y suave, lo que da a las prendas un mayor confort. Este tejido ofrece una compresión y una flexibilidad en 4 sentidos, lo que da a la ortesis una mejor adaptación.

Indicaciones: Artritis y artrosis, soporte, apoyo y prevención en prácticas deportivas y laborales, ligeras contusiones, traumatismos e inestabilidades leves. Procesos inflamatorios.

Colores: • Beige

Tallas	S/2	M/3	L/4
Perímetro en cm por centro de rótula	32-36	36-41	41-48

Ref. PolYanguas

PY00395



### RODILLERA DE NEOPRENO CON RÓTULA ABIERTA, ESTABILIZADORES LATERALES Y CINCHAS DE SUJECIÓN

De neopreno de 5 mm con estabilizadores laterales flexibles y cinchas de ajuste superior e inferior, aberturas poplíteas. Almohadilla patelar intercambiable.

Indicaciones: Ligeras contusiones. Artrosis y artritis. Tratamientos post-quirúrgicos. Rehabilitación.

Color: • Azul

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Perímetro en cm por centro de rótula	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Altura 34 cm

Ref. PolYanguas

PY00122



### RODILLERA DE NEOPRENO LIGAMENTOS CRUZADOS

De neopreno de 5 mm con rótula abierta, almohadilla patelar intercambiable, cincha de ajuste y estabilizadores laterales. Abertura en pantorrilla.

Indicaciones: Distensiones rotulianas. Inestabilidad de ligamentos cruzados y laterales de rodilla.

Color: • Azul

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Perímetro en cm por centro de rótula	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Altura 34 cm

Ref. PolYanguas

PY00123

**MIEMBRO INFERIOR**



**CINCHA INFRAPATELAR DE NEOPRENO**

Almohadilla de compresión infrapatelar con cierre de velcro.

Indicaciones: Enfermedad de Osgood - Schlatter.

Colores: • Azul

Talla	Universal
-------	-----------

Ref. PolYanguas
PY00124



**RODILLERA ENVOLVENTE CON FLEJES MEDIO - LATERALES**

Textil en material tricapa transpirable elástico, rodete rotuliano y rótula abierta, flejes medio-laterales, abertura en hueco poplíteo, cinchas que abrazan completamente el muslo y la pantorrilla, cierre de microgancho.

Indicaciones: Tratamiento post-quirúrgico de la rodilla. Para situaciones en las que nos interese una adaptación rápida del dispositivo o que requiera variaciones en la compresión ejercida, dependiendo de la actividad a realizar (actividades deportivas, en las que se requiere una compresión en el momento del esfuerzo mecánico, actividades laborales, etc.). Pacientes con morfología deforme lo que supone una dificultad en la colocación.

Colores: • Negro

Talla	Universal
-------	-----------

Altura 28 cm

Ref. PolYanguas
PY00140



**RODILLERA FLEJO-EXTENSIÓN CORTA**

Textil en material tricapa elástico de lycra, espuma de poliuretano y algodón con bandas de ajuste superior e inferior. Articulación policéntrica de 0-15-30-60-90 grados de flexo-extensión, abierta en parte delantera superior y trasera inferior.

Indicaciones: Tratamiento post-operatorio y post-quirúrgico de la rodilla. Rehabilitación después de lesiones. Cuando interesa un rango de control de la movilidad de la rodilla intervenida (cirugía de ligamentos cruzados).

Colores: • Negro

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Perímetro en cm por centro de rótula	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Altura: 35 cm

Ref. PolYanguas
PY00137

## MIEMBRO INFERIOR



### ORTESIS INMOVILIZADORA DE RODILLA DE TRES PANELES A 0°

Tejido de velour exterior y rizo de algodón interior con pletinas laterales y posteriores conformables. Sistema de ajuste de tres paneles. Cinchas de cierre en el panel interior para evitar deslizamientos.

Indicaciones: Tratamiento pre y post-quirúrgico de la rodilla. Después de lesiones o fracturas.

Colores: • Beige

Talla	Universal
-------	-----------

Ref. PolYanguas	Altura en cm
PY00142	70 cm
PY00558	60 cm
PY00141	50 cm
PY00557	40 cm



### RODILLERA TELESCÓPICA

Control de rango de movimiento gradual con incrementos de 10° y comenzando en -10°. Hebillas de fácil liberación permiten sujeción de forma rápida y sencilla. La longitud de la ortesis se ajusta pulsando un botón. Se puede extender hasta el tobillo.

Indicaciones: Para los climas más calidos. Aporta inmovilización y control preciso sobre el rango de movimiento tras cirugía del LCA, LCP, LLI, LLE.

Colores: • Negro

Talla	Universal
-------	-----------

Longitud máxima cm	87
Longitud mínima cm	45

Ref. PolYanguas
PY00288



### ORTESIS DE RODILLA CON BLOQUEO

Consta de 4 bandas estrechas y 4 cinchas de foam y velour recortables, con bloqueo de extensión a 0° ó para el control de la flexo – extensión de 0° a 80° en intervalos de 10°.

Indicaciones: Para lesiones inestables. Rehabilitación post-operatoria y post-traumática. Para inmovilización relativa de la articulación en situaciones que requieran un perfecto control. Cuando interesa un rango de control de la movilidad de la rodilla intervenida (cirugía de ligamentos cruzados).

Colores: • Azul

Ref. PolYanguas
PY00143

**MIEMBRO INFERIOR**



**ORTESIS DE RODILLA ACTIVITY**

Articulaciones con tapa, de doble eje, para el ajuste de la angulación en flexión y extensión. Con dos hemivalvas en termoplástico para muslo y pantorrilla y cinchas almohadilladas.

Indicaciones: Rodillera combinada para la inestabilidad semirrígida, liviana, y que provee confort y protección máximos. En lesiones de ligamentos cruzados.

Colores: • Negro

Tallas	S	M	L
Perímetro 15 cm por arriba de la mitad de la rótula	36-46	46-53	53-58

<b>Ref. PolYanguas</b>
PY00139



**MUSLERA DE NEOPRENO**

Neopreno de 3 mm. Con viveados distales elásticos confeccionada en forma cónica que se adapta a las diferentes circunferencias del muslo.

Indicaciones: Prevención de desgarros musculares, principalmente en cuádriceps y abductores.

Color: • Azul

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4
Perímetro en cm de muslo	45-48	48-52	52-57	57-64

<b>Ref. PolYanguas</b>
PY00128

## MIEMBRO INFERIOR



### PANTORRILLERA DE NEOPRENO

Neopreno de 3 mm. Con vivos distales elásticos está fabricada de forma cónica que se adapta a las diferentes anatomías de pantorrilla.

Indicaciones: Patologías musculares. Para la protección de la espina anterior de la tibia.

Color: • Azul

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4
Perímetro en cm de pantorrilla	27-29	29-32	32-35	35-39

Ref. PolYanguas

PY00132



### VENDAJE ACTIVO PARA ESTABILIZAR LOS MÚSCULOS DE LA ARTICULACIÓN DEL TOBILLO

Tejido de punto de forma anatómica asegura un ajuste individual y una alta comodidad. Dos almohadillas viscoelásticas perfiladas están anatómicamente conformadas y ajustadas.

Indicaciones: Irritación post-operatoria y post-traumática (después de torceduras). Derrames articulares e inflamaciones en el caso de artrosis y artritis. Tendomiopatías. Debilidad ligamentosa.

Color: • Titanio - Disponible: Derecho e Izquierdo

Tallas	1	2	3	4	5	6
Perímetro en cm de tobillo	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

Ref. PolYanguas

PY00057



### ORTESIS PARA ESTABILIZAR LA ARTICULACIÓN DEL TOBILLO

La forma anatómica con fijación del lado externo tiene un efecto antisupinador, fácil de llevar con o sin zapato. Con almohadilla especialmente resistente asegura gran comodidad.

Indicaciones: Terapia funcional temprana en el caso de lesiones de los ligamentos exteriores del tobillo y de los ligamentos bifurcados. Desgarros de la cápsula ligamentosa. Rehabilitación postoperatoria. Insuficiencia ligamentosa crónica.

Disponible: Derecho e Izquierdo

Tallas	1=normal	2=ancho
Ancho del tobillo	< 6 cm	> 6 cm

Ref. PolYanguas

PY00056

## MIEMBRO INFERIOR

### ORTESIS DE TOBILLO



Férulas rígidas protegen durante el impacto. Tallas ordinarias y anchas. Modelos para pie izquierdo y derecho. Comprensión de contorno completo a la tibia y el peroné.

Indicaciones: Nuevas características de diseño patentadas aportan más rendimiento y sientan las bases para la prevención y el tratamiento de las lesiones de tobillo.

Color: • Negro - Disponible: Derecho e Izquierdo

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4
Perímetro en cm de la pantorrilla, 20 cm por encima del suelo	18-20	20-22	22-24	24-27

Ref. PolYanguas

PY00289

### ORTESIS PARA INMOVILIZAR PARCIALMENTE LA ARTICULACIÓN DEL TOBILLO



Anatómicamente conformado y puede ser moldeado posteriormente, si es necesario. Se puede usar las 24 horas, como férula de apoyo dentro de los zapatos, o por la noche o para inmovilizar el pie sin calzado.

Indicaciones: Tratamiento conservador de la rotura de ligamentos del tobillo. Protección postoperatoria después de reconstruir/suturar el ligamento. Ayuda de estabilización temporal en el caso del síndrome post-traumático de Sinus – Tarsi y de inestabilidad descompensada de la articulación inferior del tobillo. Ayuda de estabilización permanente en el caso de inestabilidad crónica de la articulación del tobillo superior y/o inferior con contraindicaciones para una intervención quirúrgica.

Disponible: Derecho e Izquierdo

Tallas	1	2	3
Valor de referencia número de calzado	34-38	39-43	44-48

Ref. PolYanguas

PY00055

### ORTESIS DE TOBILLO CON BOLSAS DE GEL



Ortesis bivalva de tobillo en termoplástico rígido, provista de almohadilla interior en foam con memoria y bolsas de gel para terapia fría.

Indicaciones: Terapia de frío y especialmente en la práctica deportiva cuando deseamos obtener un efecto analgésico. Esguince de tobillo. Tendinitis. Postoperatorio de ligamentos de tobillo. Como profilaxis en las alteraciones estáticas del pie. Esguinces del deltoide, unido a un esguince del ligamento anterior talo fibular, los cuales requieren de mayor tiempo para curarse.

Talla

Universal

Ref. PolYanguas

PY 00154

## MIEMBRO INFERIOR



### TOBILLERA DE NEOPRENO CON VENDAJE CRUZADO

Neopreno de 5 mm abierta con velcros de ajuste en la parte superior. Cincha elástica de ajuste en velcro y velour para hacer control de la pronación y supinación del tobillo.

Indicaciones: Ligeros esguinces. Tendinitis. Postoperatorios. Recidivas.

Color: • Azul

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5
Perímetro en cm por tobillo	22-24	24-26	26-28	28-31	31-34

Ref. PolYanguas

PY00126



### TOBILLERA ELÁSTICA

Línea elástica transpirable confeccionada en tejido elástico muy resistente y suave, lo que da a las prendas un mayor confort. Este tejido ofrece una compresión y una flexibilidad en 4 sentidos, lo que da la ortesis una mejor adaptación.

Indicaciones: Ligeras contusiones y esguinces, tendinitis, soporte, apoyo y prevención en prácticas deportivas y laborales, traumatismos e inestabilidades leves. Procesos inflamatorios.

Color: • Beige

Tallas	S/2	M/3	L/4
Perímetro en cm por tobillo	17-20	20-23	23-26

Ref. PolYanguas

PY00393



### TOBILLERA ESTABILIZADORA DE NEOPRENO CON PLACAS DE TERMOPLÁSTICO

Neopreno de 5 mm con banda cruzada y placas maleolares plásticas interna y externa extraíbles. Válida para izquierda y derecha, para evitar molestias y rozaduras. Las placas están identificadas como interna y externa.

Indicaciones: Inestabilidad ligamentosa. Tendinitis. Post-operatorias. Recidivas.

Color: • Azul

Tallas	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5
Perímetro en cm por tobillo	22-24	24-26	26-28	28-31	31-34

Ref. PolYanguas

PY00127

**MIEMBRO INFERIOR**



**WALKER CONTROL - ORTESIS DE TOBILLO ARTICULADA**

Articulación ajustable mediante pin, que permite adaptar el producto al tratamiento recetado. Cinchas cruzadas en la garganta del pie. Revestimiento en material resistente y lavable. Balancín antideslizante.

Indicaciones: Esguinces graves. Fracturas del pie. Fracturas del tercio inferior de la pierna (modelo alto). Estabilización del tobillo en pre o post-operatorio.

Color: • Negro

Tallas	1	2	3
Número	<38	39 - 43	> 44

<b>Ref. PolYanguas</b>
PY00084



**STRAPPING DE TOBILLO**

Tela completamente elástica. Strip extra para reforzar el mantenimiento.

Indicaciones: Secuelas y traumatismos. Patologías leves y moderadas de ligamentos. Laxitudes crónicas. Protección y prevención de lesiones en actividades deportivas.

<b>Talla</b>	<b>Universal</b>
--------------	------------------

<b>Ref. PolYanguas</b>
PY00399

## PIE



### ORTESIS ESTABILIZADORA PARA CORREGIR EL DEDO GORDO DEL PIE

Férula de inmovilización para corregir una desviación en valgo del dedo gordo del pie. Cierre de velcro que permite ajustar la presión correctora de progresión continua. Se utiliza sin zapatos y no es apta para caminar.

Indicaciones: Hallux valgus-tratamiento conservador y post-operatorio.

Disponible: Derecha e Izquierda.

Tallas	1	2	3
Número de calzado	34-36	37-40	41-46

Ref. PolYanguas

PY00059



### CORRECTOR NOCTURNO HALLUX-VALGUS

Confeccionado en rizo de algodón interno en contacto con la piel. Consta de una férula abductora de aluminio moldeable para regular la posición del primer dedo. Tiene la propiedad de envolver todo el pie pudiéndose regular el perímetro.

Indicaciones: Corrección postural de Hallux-Valgus. Post-quirúrgico.

Disponible: Derecho e Izquierdo.

Color: • Beige

Talla	Universal
-------	-----------

Ref. PolYanguas

PY00559



### PLANTILLAS VISCOELÁSTICAS PARA REDUCIR HUELLAS DE PRESIÓN

Plantillas viscoelásticas de suela alargada. Almohadilla para el pie plano transversal y un ligero soporte para el arco longitudinal. Antideslizantes. Para calzado de calle, trabajo o deportivo.

Indicaciones: Dolor por presión en la planta de los pies. Deformidades de la planta y dedos del pie. Redistribución de la presión en el caso de huellas de presión puntuales. Artralgias.

Tallas	1	2	3	4	5
Número de calzado	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

Unidades por envase: 1 par

Ref. PolYanguas

PY00058

PIE

**TALONERA DE SILICONA PARA ESPOLÓN, DESCARGA CENTRAL**



Talonerías fabricadas en silicona que, por sus propiedades viscoelásticas, amortiguan los puntos de carga tanto durante la marcha como en posición estática. Poseen una zona circular de consistencia más blanda en el talón.

Indicaciones: Tratamiento de espolón calcáneo centralizado. Bursitis del talón. Absorción de impactos.

Color: • Transparente

Tallas	1	2	3
Número de calzado	35-38	39-42	43-46

Unidades por envase: 1 par

<b>Ref. PolYanguas</b>
PY00183

**TALONERA DE SILICONA PARA ESPOLÓN, DESCARGA LATERAL**



Talonerías fabricadas en silicona que, por sus propiedades viscoelásticas, amortiguan los puntos de carga tanto durante la marcha como en posición estática. Poseen una zona ovalada de consistencia más blanda en el talón.

Indicaciones: Espolón lateralizado. Bursitis del talón.

Color: • Transparente

Tallas	1	2	3
Número de calzado	35-38	39-42	43-46

Unidades por envase: 1 par

<b>Ref. PolYanguas</b>
PY00184

**TALONERA DE SILICONA FORRADA EN 2 DENSIDADES CON DESCARGA**



Forradas con tejido hipoalergénico en poliéster que mejora el confort. Fácilmente lavables. Sujeción mediante velcro para adherir al calzado y evitar desplazamientos. Altura ideal que permite la mejor adaptación a cualquier tipo de calzado.

Indicaciones: Proporcionan un rápido alivio en ligamentos y músculos especialmente en condiciones de exceso de carga. Alivio de bursitis y tendinitis del talón de Aquiles (absorción de impactos).

Color: • Transparente y forro gris.

Tallas	1	2	3
Número de calzado	35-38	39-42	43-46

Unidades por envase: 1 par

<b>Ref. PolYanguas</b>
PY00189

## PIE



### PLANTILLA DE SILICONA LARGA COMPLETA FORRADA

Plantillas fabricadas con silicona viscoelástica con apoyos metatarsal y calcáneo en diferente densidad y con apoyo retrocapital y puente. Forrada con tejido hipoalergénico en poliéster que impide el crecimiento bacteriano y es fácilmente lavable.

Indicaciones: Talalgias. Bursitis. Metatarsalgias. Espolón calcáneo. Fascitis plantar. Pie diabético. Pies dolorosos, cansados o post-quirúrgicos. En la práctica deportiva.

Color: • Transparente y forro gris.

Tallas	0	1	2	3	4	5
Número de calzado	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

Unidades por envase: 1 par

Ref. PolYanguas

PY00182



### PLANTILLA EXTRAFINA FORRADA

Plantillas fabricadas con silicona viscoelástica extrafina flexible, lo que permite una gran adaptación a la mayoría del calzado debido a su menor espesor, con apoyos metatarsal y calcáneo en diferente densidad y con apoyo retrocapital y puente. Forrada con tejido hipoalergénico en poliéster que impide el crecimiento bacteriano y es fácilmente lavable.

Indicaciones: Talalgias. Bursitis. Metatarsalgias. Espolón calcáneo. Fascitis plantar. Pie diabético. Pies dolorosos, cansados o post-quirúrgicos. En la práctica deportiva.

Color: • Transparente y forro gris.

Tallas	0	1	2	3	4	5
Número de calzado	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

Unidades por envase: 1 par

Ref. PolYanguas

PY00181



### SEPARADOR DE CARRETE EN GEL

Separador en forma de carrete fabricado con gel polímero viscoelástico no tóxico, hipoalergénico, dermatológicamente probado y que no favorece el crecimiento bacteriano.

Indicaciones: Ayuda a preservar la alineación de la articulación falángica metatarsiana (ideal para la deformidad del bunio y la desviación del dedo del pie en el post-operatorio).

Tallas	S	M	L
--------	---	---	---

Unidades por envase: 2

Ref. PolYanguas

PY00163

**PIE**



**SEPARADOR MEDIA LUNA EN GEL**

Separador en forma de media luna fabricado con gel polímero viscoelástico no tóxico, hipoalergénico, dermatológicamente probado y que no favorece el crecimiento bacteriano.

Indicaciones: Ayuda a proteger contra la fricción interdigital, la abrasión y la irritación causada por formaciones dolorosas, tales como granos, verrugas o problemas ungulares. Mantiene el alineamiento durante la curación para uso prolongado y post-operatorio.

Tallas	S	M	L	XL
--------	---	---	---	----

Unidades por envase: 2

Ref. PolYanguas
PY00164



**TUBO EN GEL RECUBIERTO CON TEJIDO**

Tubulares de 15 cm confeccionados en algodón y con interior de gel polímero viscoelástico, no tóxico, dermatológicamente probado y que no favorece el crecimiento bacteriano. Pueden ser recortados según la longitud que se necesite.

Indicaciones: Ayuda a aliviar la presión y la fricción. Protección e hidratación de dedos. Contribuye a reducir el tejido cicatrizado.

Tallas	S	M	L
--------	---	---	---

1 unidad / 15 cm de largo



Ref. PolYanguas
PY00167



**RATONCITO EN GEL PURO**

Pequeñas almohadillas de gel polímero viscoelástico no tóxico con anillo de sujeción al 2º dedo del pie y con protuberancia que eleva la cabeza del primer metatarso.

Indicaciones: Sirven de alivio a las personas que tienen los dedos en forma de garra o martillo. Aportan un máximo de confort. Reducen la presión sobre los dedos del pie y las cabezas metatarsianas.

Tallas	S	M	L
--------	---	---	---

1 unidad / Disponible izquierda y derecha

Ref. PolYanguas
PY00191

## PIE



### PROTECTOR DE ANTEPIE EN GEL CON TEJIDO

Protector de antepie en gel polímero viscoelástico no tóxico recubierto de tela quirúrgica elástica.

Indicaciones: Ayuda a retener la temperatura corporal en los dedos. Puede confortar o aliviar síntomas en las personas que sufren artritis o dedos de los pies fríos debido a mala circulación.

Tallas	S	M	L
--------	---	---	---

Unidades por envase: 1 par

Ref. PolYanguas

PY00168



### MINI-BANDAS PLANTARES

Las Mini-bandas plantares ConforGel, están fabricadas en un tejido elástico fino y en su parte interior, cuentan con una almohadilla de gel polímero que nos proporcionan un rápido alivio en la zona de los metatarsos. Las mini-bandas no se mueven, son discretas y de escaso espesor, usted podrá usarlos con todos sus zapatos.

Indicaciones: protegen y alivian el dolor en la zona de los metatarsos, evitan la formación de durezas, absorben los choques y reducen las callosidades.

Tallas	S	L
Número de calzado	<41	>41

Unidades por envase: 1 par

Ref. PolYanguas

PY00192



### PROTECTOR DE PIE COMPLETO EN GEL CON TEJIDO. PINKY

Calcetín de gel polímero viscoelástico no tóxico recubierto de tela quirúrgica elástica.

Indicaciones: Ideales para pies cansados. Ideales para pies diabéticos. Ayuda a retener la temperatura corporal en los pies. Puede aliviar síntomas en personas que sufren artritis o dedos de los pies fríos debido a una mala circulación.

Tallas	S	M	L
Número de calzado	36-38	39-41	42-44

Unidades por envase: 1 par

Ref. PolYanguas

PY00169

**PIE**



**CALCETÍN PRO-SPORT**

Fabricado en tejido especial que tiene total transpiración, minimizando el sudor. Compresión decreciente; acelera el retorno venoso oxigenando la masa muscular. Prolonga el ritmo muscular, evita el riesgo de sobrecarga muscular. Compresión en el tendón de Aquiles disminuyendo la transmisión de carga. Antideslizante en la planta.

Indicaciones: Atletismo, senderismo, tenis, golf, ciclismo.

Tallas	P	M	G	EG
--------	---	---	---	----

Ref. PolYanguas  
PY00416



**CALCETÍN RECU-SPORT**

Fabricado con un tejido especial que tiene total transpiración, minimizando el sudor. Masajea el gemelo recuperándolo en tiempo record. Tejido de compresión que favorece el drenaje linfático y la disminución del ácido láctico. Tiempo de uso de 90 a 120 minutos.

Indicaciones: Facilita la recuperación muscular después del deporte.

Tallas	P	M	G	EG
--------	---	---	---	----

Ref. PolYanguas  
PY00417

# Grupo **PolYanguas**

## **Calpe**

Ortopedia

Avda. de Ifach, 10 03710 Calpe (Alicante)

Tel. 965 837 607 Fax. 965 830 576

## **Benitachell**

Ortopedia - Parafarmacia

Avda. Lepanto, 2 03726 Benitachell (Alicante)

Tel. 966 493 870 Fax. 966 493 870

## **Alicante**

Ortopedia - Herboristería - Parafarmacia

C/ Aaiún, 1 03010 Alicante

Tel. 965 241 900 Fax. 965 246 843

Ortopedia

Avda. Padre Esplá, 29 03013 Alicante

Tel. 965 205 961

## **Elda**

Ortopedia - Herboristería - Parafarmacia

C/ González Bueno, 17 03600 Elda (Alicante)

Tel. 966 980 001 Fax. 966 980 803

## **Central**

Avda. Ifach, 10 03710 Calpe (Alicante)

Tel. 902 158 572 / 965 831 802

Fax. 965 874 213

[www.polyanguas.net](http://www.polyanguas.net)

## **Pedidos**

[info@polyanguas.net](mailto:info@polyanguas.net)

[presupeorto@polyanguas.net](mailto:presupeorto@polyanguas.net)